


爪の間のゴミを取り除いたり、爪の角を整えます。

### 爪用ゾンデ DC200R FOT-12-0001



使用目的：爪溝などのゴミや古い角質の除去

全長：170mm

ドイツ製

材質：ステンレススチール



\*ほぼ原寸大

一般医療機器届出番号：13B1X00218162003

### 爪用スプーンゾンデ DC241R FOT-12-0002



使用目的：爪溝などのゴミや古い角質の除去

全長：170mm

ドイツ製

材質：ステンレススチール



\*ほぼ原寸大

一般医療機器届出番号：13B1X00218162003

形状：スプーンタイプ

### 爪角用ヤスリ O33R-S レギュラータイプ FOT-48-0015



使用目的：爪角を整える

全長：170mm

日本製


材質：ステンレススチール



\*ほぼ原寸大

医療機器製造工場にて生産

### 爪角用ヤスリ B55R-S スリムタイプ FOT-48-0010



使用目的：爪角を整える

全長：170mm

日本製

材質：ステンレススチール



\*ほぼ原寸大

医療機器製造工場にて生産

### 爪角用ヤスリ ダイヤモンド爪ヤスリ角型 粗目 FOT-37-0001 / 細目 FOT-37-0002

使用目的：爪角を整える・爪溝などのゴミや古い角質の除去 全長：140mm 材質：ステンレス

粗目 **緑**



細目 **青**



先端は削りやすいダイヤモンド加工です。

日本製

### ケア用具の洗浄・除菌に…

#### STEP-1

除菌洗浄剤

洗いさん

洗浄ブラシに適量を付けて、たんぱく質などの汚れを素早く確実に落とします。原液～20倍に希釈して使用します。



1kg / FOT-45-0020 希釈ボトル / FOT-45-0021

#### STEP-2

器具消毒液

ツールクリーン

[ユーカリ]

希釈せずにすぐに使える消毒液です。浸漬消毒はもちろんスプレー容器に詰め替えてもOK。設備品にもご使用いただけます。



1ℓ / FOT-42-0002 4ℓ / FOT-42-0003

器具に優しい